

“挟みもみ”&“回しもみ”

「挟みもみ」・「回しもみ」の2つの動きを搭載。

「左右・上下」の動きだけではなく、「前後」の動きがプラスし、立体的な動きでコリにしっかり入り込み、身体をほぐします。



“挟みもみ”（もみ玉上昇時）

左右のもみ玉が、背中の外側から内側に動き挟みこむようなイメージで、コリをぐいぐいほぐします。

“回しもみ”（もみ玉下降時）

左右のもみ玉が、指圧に緩急をつけながら、コリをしっかりほぐします。



※イメージ

※イメージ



Another point

前後に動くもみ玉

「挟みもみ」と「回しもみ」の間、もみ玉は前後に可動。もみ玉が身体にしっかり入り込んで指圧するだけでなく、人にマッサージされているような、緩急の付いた立体的なマッサージを味わうことができます。



お買い求めに関するご相談は

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈けう(痛)、急性筋けう(痛)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しゅよう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(発熱期)の方。例1) 急性炎症症状【けん(健)怠感、血圧変動など】の強い時期。例2) 衰弱しているとき。・骨折しゅよう(鬆)症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・背骨(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●本製品は1人用です。同時に2人以上で使用しないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●日本国内でご使用ください。

製品に関するお問い合わせ

0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO Corporation



@alinc_fitness



@alinc_fitness

web カタログ



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。
●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器

FNLFNNL- ver.1.0

前後に動く立体的なもみ玉が、
力強く広範囲をもみほぐし。



毎日のデスクワークやスマホの使用で、姿勢が崩れたまま長時間過ごしていると、筋肉が固まってしまい、血行不良や筋肉疲労の原因になり、しつこいコリや抜けない疲れに繋がります。毎日手軽にコリをほぐして血行を良くし、疲れた身体をすっきりさせましょう。



How to use

使い方

お気に入りの場所や空間など
安らぎのスペースで、
身体休まるひと時を味わってください。

Other useful features

その他の便利な機能

マッサージしたい部位を選べる




ヒーター付き

人の手で揉まれているかのような人肌程度に温まるもみ玉で、マッサージをアシスト。



収納用ベルト

座面を固定できるベルトですっきり収納。



月々の電気代 約 4 円*

月々の電気代が約 4 円と経済的にもお得。
※ 1 日 10 分使用した場合。
電力量料金単価 27 円 /kwh で算出。

もみ玉可動範囲

肩から腰まで
約 43 cm
可動します。



見た目がすっきりしており、部屋に溶け込みやすいデザインのマッサージャー。

軽量で簡単に持ち運びができ、薄型ですっきり収納することもできます。

機能も十分備えており、この 1 台あれば満足のいくマッサージを楽しむことができます。



コントローラー

ボタンを押すだけで操作ができる、
難しい操作がいらない
シンプルなコントローラー。



電源...電源の ON/OFF
部位...全身・上部・下部の切替え
ヒーター...もみ玉ヒーターの ON/OFF



持ち方いろいろ

本体を直接持ったり、後ろのハンドル
を持って移動することもできます。



重量は
約 3.2kg

収納ポケット

リモコンがすっぽり収まる、
収納ポケット。
前から見えないポケットで
見た目もすっきり。



座面には、刺繍入り♪



効果・効能

疲労回復、血行促進、
筋肉のコリ・疲れをほぐす、
神経痛・筋肉痛の緩和



製品仕様

○販売名：シートマッサージャー 2220 ○品番：MCR2220 ○製品サイズ：W470×D440×H680mm ○折り畳みサイズ：W470×D105×H680mm ○製品質量（重量）：約 3.2kg（AC アダプター含む） ○電源：AC100V（50/60Hz） ○定格消費電力：24W（電動機 18W/ 電熱部 6W） ○定格時間：10 分 ○材質：本体...ポリエステル、操作部...ABS（アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂） ○生産国：中国 ○JAN：4969182517118 ○医療機器認証番号：302AHBZX00010000